

➤ 科莱瑞迪口腔固定解决方案

- 提高固定精度，降低放疗副反应
- 两种方案可选



EasyBite™口咬器 (RKY-01)




BiteLok™口咬器 (RNB-100)

➤ 科莱瑞迪口腔固定解决方案

- EasyBite™ 口咬器 (RKY-01) : 有效, 简单, 经济


用于头颈部放疗的口腔位置固定,
可有效减少头部旋转、屈伸位移。



规格: 53x46mm

需用热水软化

低温热塑材料






Klarity

➤ 科莱瑞迪口腔固定解决方案

• EasyBite™ 口咬器 (RKY-01) : 有效, 简单, 经济


- ✓ 口咬器直接与定位膜进行粘合
- ✓ 低温热塑材料可对牙齿进行取形
- ✓ 通气孔保证患者正常呼吸
- ✓ 把手方便治疗师操作



Klarity

➤ 科莱瑞迪口腔固定解决方案

- BiteLok™ 口咬器 (RNB-100)：带压舌、转舌功能




使用牙科硅橡胶取形，配备压舌器和转舌器；
操作简单方便，特别适合需要压舌固定的头部放射治疗，如舌癌等。

➤ 科莱瑞迪口腔固定解决方案

- BiteLok™ 口咬器 (RNB-100)：带压舌、转舌功能



压舌器



转舌器